

THERMICBEL RF Radiofrekwencja

Nowe urządzenie do radiofrekwencji do zabiegów na twarz i ciało. Uplywający czas objawia się zmianami zachodzącymi w naszej skórze: wiotczenie i utrata sprężystości i pojawianie się zwiększonej ilości tkanki tłuszczowej. TERMICBEL RF jest urządzeniem, dzięki któremu możemy zahamować, a nawet cofnąć te oznaki.



- Jak działa TERMICBEL RF:

TERMICBEL RF to urządzenie wykorzystujące działanie prądów wysokiej częstotliwości – energię fal radiowych o częstotliwości 3 MHz. Układ biopolarny kontroluje emitowane przez fale radiowe ciepło.

Zabieg radiofrekwencji jest bezpieczniejszy i bardziej efektywny niż dotychczas.

- Parametry TERMICBEL RF:

Typ emisji	ciągły
	pulsacyjny
Częstotliwość pulsacji	co 1 s
	co 2 s
	co 4 s
Programy	7 poziomów energii

Uruchomienie pracy następuje za pomocą przycisku na głowicy lub za pomocą pedała nożnego.

- **Działanie fizjologiczne** radiofrekwencji TERMICBEL RF na skórę:
 - przyspieszenie metabolizmu komórek
 - zmniejszenie objętości adipocytów
 - stymulacja produkcji kolagenu
 - stymulacja produkcji elastyny
 - poprawa mikrocyrkulacji: odżywienie i dotlenienie
 - drenaż wstrzymanych płynów w przestrzeniach międzykomórkowych



- **Efekty** radiofrekwencji:
 - poprawa owalu twarzy
 - ujędrnienie
 - minimalizacja zmarszczek głębokich
 - likwidacja zmarszczek mimicznych
 - redukcja widoczności rozstępów
 - usunięcie nadmiernie zgromadzonych płynów
 - redukcja zlokalizowanej tkanki tłuszczowej
 - redukcja cellulitu
 - poprawa kolorytu skóry

Dane techniczne:

Wymiary	szerokość	490 mm
	wysokość	180 mm
	głębokość	280 mm
Waga	5,4 kg	
Częstotliwość	3 MHz	
Moc	40 W	
Stojak	790 x 450 mm	
	Opcjonalnie	

